



neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neoLab® Sicherheitsschrank 1-flügelig Typ30

1.715,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Sicherheitsschränke nach DIN EN 14470-1

Feuerhemmender Sicherheitsschrank Typ30 in drei Größen zur vorschriftsmäßigen Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten und Feststoffen in Arbeitsräumen. Der einlagige Aufbau von Korpus und Tür gibt dem Schrank eine außergewöhnlich hohe Stabilität und Langlebigkeit. Die Oberflächen innen und außen sind chemisch hochbeständig und leicht zu reinigen. Die Standschränke sind standardmäßig mit höhenverstellbaren Füßen von innen ausrichtbar und durch einen Sockel bis 100 mm Höhe unterfahrbar. Die Sicherheitsschränke Typ30 bieten einen Feuerwiderstand von 30 Min., und sind nach der europäischen Labormöbelnorm geprüft und GS-zertifiziert.

Funktion

- feuerwiderstand 30 Minuten: feuerhemmend
- erfüllt die Labormöbelrichtlinie EN 14727
- GS-Zertifikate: SSF 2008-G-4646/01, .../02 und .../03
- Sicherheitsschrank Typ30 nach EN 14470-1
- geeignet für die Lagerung brennbarer Flüssigkeiten in Gebinden

Aufbau

- Sicherheitsschrank mit chemisch hochbeständiger Oberfläche innen und außen
- Einlagiger Wandaufbau aus homogenem Vollmaterial
- Lieferbare Größen: Einflügelig, zweiflügelig und zweiflügeliger Untertischschrank
- Im Brandfall selbstschließende Be- und Entlüftungsöffnungen auf der Schrankoberseite, Anschlüsse DN 100 mm
- Türschließer mit integrierter Feststellanlage und Thermoelementen zur selbsttätigen Türschließung im Brandfall
- Drei höhenverstellbare Wannensböden, Tragkraft 75 kg, Lochrastermaß 32 mm
- Bodenwanne mit Lochblecheinsatz zur Nutzung als vierte Lagerebene
- Geerdete Wannensböden, kipp sicher mit mittiger Lochung zur gezielten Abführung von Leckagen
- Unterfahrbarer Sockel, Höhe 100 mit abnehmbarer Sockelblende

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	1-0400
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072115265
Farbe	hellgrau
Material	Stahl
Breite	595 mm
Breite/innen	475 mm
Höhe	1960 mm
Höhe innen	1600.0 mm
Länge	595 mm
Tiefe	595 mm
Tiefe innen	515 mm
Anzahl Fachböden/ Gitter	5
Gewicht	147 kg
Länge innen	515 mm
Laborschränke Eigenschaften	mit Thermoauslösung mit Schließautomatik mit Lüftungsanschluss mit Auffangwanne kratzfest
Anzahl Türen	1
Typ Chemikalienschrank	Sicherheitsschränke Typ 30
Lieferung	montiert
Typ Versand-/ Lieferkosten	Aufpreis für Lieferung. Installation. Inbetriebnahme und Aufstellungsprüfung
Volumen Auffangwanne	9.2 l
feuerbeständig bis [Min]	30 Min
normiert nach DIN-Norm (DIN EN)	DIN EN 14470-1:2004-07

