



neolab[®] Parafilm-Dispenser aus Plexiglas, transparent

Artikelbilder



Beschreibung

Spender aus Plexiglas für Parafilm-Standardrollen mit 10 cm Breite.

Mit Klappdeckel und Schneidemesser.

Film ist ordentlich, sauber und übersichtlich aufbewahrt.

Mit verbesserter Zuführung des Parafilms und leicht beweglichem Schneidemesser.

Maße: 12 x 16 x 17 cm (B x L x H) mit Deckel.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	3-1010
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072011895
Farbe	transparent (klar)
Material	Polymethylmetacrylat (PMMA. Plexiglas)
Breite	120 mm
Form	eckig
Höhe	170 mm
Länge	160 mm
Tiefe	160 mm
Spender Eigenschaften	mit Verschluss/Deckel
für Breite Band/ Rolle	bis 100 mm

