













Umsatzsteuer-Identifikationsnummer : DE 143 450 657



neoLab® Aufbewahrungsbox f. Kapselgehörschützer, blau, midi

38,40 € zzgl. MwSt & Versand

Product Images



Beschreibung

Sicherheit muß griffbereit sein! Dies ist möglich mit der Aufbewahrungsbox, ideal für alle gängigen Kapselgehörschützer.

Öffnungsgriff für Namensschild nutzbar.

Kennzeichnung mit internationalem Gebotszeichen nach VGB 125.

Staub- und spritzwasserdicht.

Einfaches Befestigen durch Ankleben oder Anschrauben.

Befestigungsmaterial und Etiketten im Lieferumfang.

Rasche Entnahme.

Zusätzliche Informationen

ArtNr.	2-6061
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072069995
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	blau schwarz
Material	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Breite	125 mm
Höhe	225 mm
Länge	236 mm
Tiefe	236 mm
geeignet für	Ohrenstöpsel/ Kapselgehörschutz
Spender Eigenschaften	mit Verschluss/Deckel für die Wandmontage geeignet

