



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Aufbewahrungsbox f. Haarhauben, transparent, midi

49,20 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Haarschutzhauben immer griffbereit!

Aufbewahrungsbox in Eingangsbereichen zu pharmazeutischen Produktionsräumen, Laboren oder Reinräumen anbringen.

Öffnungsgriff als Beschriftungsschild nutzbar.

Kennzeichnung mit internationalen Gebotszeichen nach VGB 125.

Staub- und spritzwasserdicht.

Einfache Befestigung , ABS Werkstoff, funktionelles Design.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-6063
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072004910
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	transparent (milchig) schwarz
Material	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Breite	125 mm
Höhe	225 mm
Länge	236 mm
Tiefe	236 mm
geeignet für	Haarschutzhauben
Spender Eigenschaften	mit Verschluss/Deckel für die Wandmontage geeignet

