



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Universal Edelstahl Handschuh Spender "Multismart"

82,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

neoLab Universal **Handschuhspender** "Multismart" für 3 Boxen

Dieser Spender aus hochwertigem Edelstahl ist sowohl für die Tiefe der Verpackung als auch für die Breite des Kartons kinderleicht verstellbar. Die Höhe der Packungen ist sogar ohne Veränderungen variabel einsetzbar. Der Spender wird bedingt durch das Thema Hygiene in Edelstahl gefertigt, weitere Ausführungen auf Anfrage! Gefertigt aus 2 Teilen, mit geschlossener Rückwand. Standardmäßig vorgesehen für die Wandmontage, ist optional auch die Befestigung an der Geräteschiene und an Rundstangen möglich. Inklusive Schrauben und Dübel.

Breitenvarianten: 200 – 260 mm

Tiefenvarianten: 40 – 95 mm

Gesamthöhe: 39 cm

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	1-0680
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072115845
Farbe	silber
Material	Edelstahl
Breite	120 mm
Höhe	390 mm
Länge	250 mm
Tiefe	250 mm
Spender Eigenschaften	für die Wandmontage geeignet
Kapazität	3
Maximale Breite Box	130 mm
Maximale Höhe Box	90 mm
Maximale Länge Box	230 mm

