



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolabLine Hochwertiger Handschuhspender Edelstahl, für 3 Pack, m. Markierung L, M, S

69,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Mit der schlichten Eleganz von Edelstahl!

Handschuhspender für fast alle Handschuh- oder Kosmetiktücher aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet.

Durch das Schlüssellochsystem schnell und ohne Werkzeug von der Wand zu entfernen und wieder anzubringen.

Best.-Nr. 1-6805

Spender für 3 Kartons

Passend für alle Spenderkartons mit den Maximalmaßen 250 x 130 x 90 mm (L x B x H).

Gestanzte Markierung für je 1 Karton der Größe L, M und S.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	1-6805
Hersteller (Marke)	neoLabLine
EAN	4058072160883
Farbe	silber
Material	Edelstahl
Breite	258 mm
Höhe	95 mm
Länge	392 mm
Tiefe	392 mm
Spender Eigenschaften	für die Wandmontage geeignet
Maximale Breite Box	130 mm
Maximale Höhe Box	90 mm
Maximale Länge Box	250 mm

