



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolabLine Hochwertiger Handschuhspender aus Edelstahl, flexibel für 1 Box mit max. 250x132x60-90 mm

53,30 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Spender für 1 Karton

flexibel: Im Boden des Spenders befindet sich eine Lasche die vom Anwender gebogen werden kann, so können Kartons mit unterschiedlicher Höhe eingesteckt und immer sicher befestigt werden.

passend für alle Spenderkartons mit den Maximalmaßen 250 x 132 x 60 bis 90 mm (L x B x H).

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	1-6806
Hersteller (Marke)	neoLabLine
EAN	4058072092139
Farbe	silber
Material	Edelstahl
Breite	135 mm
Höhe	75 mm
Länge	250 mm
Tiefe	250 mm
Spender Eigenschaften	für die Wandmontage geeignet
Maximale Breite Box	132 mm
Maximale Höhe Box	75 mm
Maximale Länge Box	250 mm

