



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolabLine Handschuhspender aus Edelstahl für 1 Box mit max. 250x135x95 mm

17,50 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Spender für 1 Karton. Passend für alle Spenderkartons mit den Maximalmaßen 250 x 132 x 90 mm (L x B x H).

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	1-6808
Hersteller (Marke)	neoLabLine
EAN	4058072092115
Farbe	silber
Material	Edelstahl
Breite	135 mm
Höhe	95 mm
Länge	250 mm
Tiefe	250 mm
Spender Eigenschaften	für die Wandmontage geeignet
Kapazität	1
Maximale Breite Box	135 mm
Maximale Höhe Box	95 mm
Maximale Länge Box	250 mm

