



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolabLine Handschuhspender aus Edelstahl für 3 Boxen mit max. 258x392x96 mm

35,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Best.-Nr. 1-6809. Spender für 3 Kartons. Passend für alle Spenderkartons mit den Maximalmaßen 250 x 130 x 90 mm (L x B x H). Gestanzte Markierung für je 1 Karton der Größe L, M und S.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	1-6809
Hersteller (Marke)	neoLabLine
EAN	4058072092122
Farbe	silber
Material	Edelstahl
Breite	258 mm
Höhe	95 mm
Länge	392 mm
Tiefe	392 mm
Spender Eigenschaften	für die Wandmontage geeignet
Maximale Breite Box	135 mm
Maximale Höhe Box	95 mm
Maximale Länge Box	250 mm

