



neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Moonlab® Objektträgerspender, ABS, weiß, für 72 Objektträger (26x76mm)

11,33 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Der Moonlab Objektträgerspender bietet Platz für 72 Standardobjektträger (26 x 76 mm).

Die Objektträger sind durch einen durchsichtigen Deckel staubgeschützt und können durch Drehen der Rädchen einzeln entnommen werden.

Der Spender ist aus ABS-Kunststoff gefertigt.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	4-0078
Hersteller (Marke)	Moonlab
EAN	4058072086503
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Weiß
Material	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Breite	120 mm
Höhe	164 mm
Länge	120 mm
Tiefe	120 mm
geeignet für	Objektträger (76 x 26mm)
Spender Eigenschaften	mit Verschluss/Deckel

