



neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neoLab® Spender für Objektträger 76 x 26 mm

50,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Handlicher Spender aus Plexiglas für Standard-Objektträger mit 76 x 26 mm.

Die Objektträger sind aufgrund leichter Schräglagerung stets griffbereit durch seitliches Anfassen am Rand.

Spender geeignet für eine Packung Objektträger.

Standfester breiter Fuß verhindert leichtes Umfallen.

Maße: 120 x 34 x 76 mm (H x B x T)

Material: Fuß aus Plexiglas weiß

Magazin aus Plexiglas getönt

Zusätzliche Informationen

| | |
|-----------------------|---|
| Art.-Nr. | 1-1415 |
| Hersteller (Marke) | neoLab |
| EAN | 4058072032876 |
| Farbe | transparent (violett) |
| Material | Polymethylmetacrylat (PMMA) (Acrylglas) |
| Breite | 76 mm |
| Höhe | 120 mm |
| Länge | 34 mm |
| Tiefe | 34 mm |
| geeignet für | Objektträger (76 x 26mm) |
| Spender Eigenschaften | mobil |

