



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Aufbewahrungsbox Maxi mit Einsatz für 12 Schutzbrillen

127,10 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Der ideale Brillenspende mit Einsätzen für 12 Schutzbrillen. Platzsparend und übersichtlich sind die Brillen aufbewahrt. Durch den Rastereinsatz schneller Zugriff auf die Brillen.

Für Produktionseingänge, Labors oder andere öffentliche Bereiche.

Aufgebrachtes Gebotszeichen nach

BGV A 8.

Lieferumfang: Befestigungsmaterial zur Wandmontage

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	1-1422
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072032890
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	blau schwarz
Material	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Breite	200 mm
Höhe	315 mm
Länge	236 mm
Tiefe	236 mm
geeignet für	Schutzbrillen
Spender Eigenschaften	mit Verschluss/Deckel für die Wandmontage geeignet

