



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Aufbewahrungsbox f. Schutzbrillen, transparent, mini

18,60 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Sichere und saubere Aufbewahrungsbox für alle Schutzbrillen.

Direkt am Arbeitsplatz für Mitarbeiter und auch für Besucher.

Schnelle und einfache Handhabung durch **Quick-open/Quick-close Verschluss**.

Öffnungsgriff für Namensschild nutzbar. Etiketten und Befestigungsmaterial sind im Lieferumfang enthalten.

Staub- und spritzwasserdicht.

Einfache Befestigung durch Ankleben oder Anschrauben.

Sicherheit durch den starken hygienischen Werkstoff ABS in Signalfarbe mit internationalen Symbolen nach VGB 125.

Rasche Entnahme, funktionelles Design.

Benutzerfreundliche, strukturierte Oberfläche.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-6055
Hersteller (Marke)	neolab
EAN	4058072172855
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	transparent (milchig) schwarz
Material	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Breite	120 mm
Höhe	120 mm
Länge	236 mm
Tiefe	236 mm
geeignet für	Schutzbrillen Mundschutz Handschuhe
Spender Eigenschaften	mit Verschluss/Deckel für die Wandmontage geeignet

