



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e


Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolabLine Schutzbrillen-Spender Acryl für bis zu 10 Brillen, 323 x 178 x 98 mm

**122,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Ideal zur Aufbewahrung von Besucherbrillen!

Schnell griffbereit und staubgeschützt aufbewahrt sind bis zu 5 oder 10 Schutzbrillen in diesem braun gefärbten Acrylbehälter.

Die Brillen werden von oben eingelegt und durch den Schlitz unten entnommen.  
Befestigungsmaterial zur Wandmontage liegt bei.

Brillen sind nicht im Lieferumfang enthalten.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	2-4166
Hersteller (Marke)	neoLabLine
EAN	4058072002336
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	transparent (braun)
Material	Polymethylmetacrylat (PMMA) (Acrylglas)
Breite	98 mm
Höhe	323 mm
Länge	178 mm
Tiefe	178 mm
geeignet für	Brillen/ Schutzbrillen
Spender Eigenschaften	mobillmit Verschluss/Deckellfür die Wandmontage geeignet

