



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Spender für Flüssigseife u. Händedesinfektionsmittel mit Druckknopf, zur Wandmontage, 1000 ml

23,93 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

neoLab Spender für Händedesinfektionsmittel mit Druckknopf, zur Wandmontage, 1000 ml

Der neoLab Wandspender kann dank seiner Flexibilität einfach und schnell an die gewünschte Position befestigt werden. Befestigungsmaterial beiliegend. Zum Nachfüllen des Desinfektionsmittels kann der integrierte Tank entnommen werden und ermöglicht somit einen **kinderleichte Befüllung**. Der Tank fasst ein Volumen von 1000ml.

Per Druckschalter wird präzise die gewünschte Menge (1,8 ml je Dosiervorgang) an Händedesinfektionsmittel abgegeben. Es sind **keine Batterien** für die Verwendung notwendig!

Zusätzliche Informationen

| | |
|--------------------------|--|
| Art.-Nr. | 1-0697 |
| neoGreen | Nein |
| Hersteller (Marke) | neoLab |
| EAN | 4058072122874 |
| autoklavierbar bei 121°C | Nein |
| Farbe | weiß schwarz |
| Material | Kunststoff |
| steril | Nein |
| Form | rechteckig |
| Höhe | 260 mm |
| Tiefe | 132 mm |
| geeignet für | Flüssigseife Hände-Desinfektionsmittel |
| Energieversorgung | Batterie Netzteil |
| Typ Bedienung | Touchless |

