



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Hygomat classic Überschuhsponder, automatisch

447,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Der **Überschuhspender** HYGOMAT Classic ist eine hervorragende Lösung für alle, die **Zeit beim lästigen Umziehen sparen wollen**. Mit dem HYGOMAT funktioniert das Überschuhe-Anziehen 4x schneller ! Eine Zeitersparnis, die sich wirklich lohnt. Gleichzeitig verhindert dieser Überschuhautomat wirksam Kreuzkontaminationen und Unfälle. Denn Überschuhe sorgen für Hygiene und einen sicheren Tritt in hygiene-sensiblen Bereichen.

- kann überall und ganz einfach aufgestellt werden
- keine Stromversorgung notwendig
- sehr benutzerfreundlich, kein Bücken, einfaches und schnelles Handling
- viermal schneller als manuelles Überschuhe-Anziehen
- mit Sichtfenster, damit der Füllstand jederzeit erkennbar ist
- in wenigen Sekunden mit Überschuh nachgefüllt
- Reinraum-Zertifizierung ISO Klasse 5* nach EN ISO 14644-1

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-0080
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072161910
Farbe	Weiß Grau
Material	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Edelstahl
Breite	315 mm
Höhe	230 mm
Länge	695 mm
Tiefe	695 mm
geeignet für	Überschuhe
Spender Eigenschaften	mobil

