



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Moonlab® Kleinteilespender groß, Acryl,
schwarz, (LxBxH) 200x140x275 mm, 1 Stk**

**51,00 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Die Moonlab-Kleinteilespender helfen Ihnen diverse Kleinteile übersichtlich und platzsparend zu ordnen. Befüllung von oben durch abnehmbaren Deckel.

Entnahme unten, über eine schräg angeordnete Schütte mit Klappdeckel.

Zur Wandbefestigung befinden sich 2 Aufhängösen an der Rückseite.

Es können bspw. Pipettenspitzen, Pasteurpipetten oder Zentrifugenröhrchen in den Spendern gelagert werden.

Die Spender sind aus Acryl-Kunststoff gefertigt und dadurch äußerst widerstandsfähig.

Farbe: schwarz

Größe: groß

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	4-0083
Hersteller (Marke)	Moonlab
EAN	4058072087784
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	Schwarz
Material	Polymethylmetacrylat (PMMA) (Acrylglas)
Breite	140 mm
Höhe	275 mm
Länge	200 mm
Tiefe	200 mm
Spender Eigenschaften	mit Verschluss/Deckel für die Wandmontage geeignet
Anzahl Fächer	1

