




neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolabLine Spender aus Acryl mit 3 Fächern, 14 x 16 x 21,5 cm

**217,60 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Die ideale Spender- und Aufbewahrungsbox für eine Vielzahl von Kleinteilen, wie z.B. Pipettenspitzen, Einmalspritzen, Reaktionsgefäße usw., Metall oder Glas für Labor und Service.

Die Box ist aus 3 mm starkem, widerstandsfähigem Acryl-Plastik gefertigt.

Die Beschickung erfolgt über den Deckel, die Entnahme über die Frontöffnungen.

Neben leichter Zugänglichkeit sind die Teile übersichtlich gelagert und staubgeschützt.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	2-1516
Hersteller (Marke)	neoLabLine
EAN	4058072057206
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	transparent (klar)
Material	Polymethylmetacrylat (PMMA) (Acrylglas)
Breite	210 mm
Höhe	215 mm
Länge	160 mm
Tiefe	160 mm
geeignet für	variable Anwendungen
Spender Eigenschaften	mit Verschluss/Deckel
Anzahl Fächer	3

