



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolabLine Spender aus Acryl mit 4 Fächern, 29 x 16 x 21,5 cm

254,20 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Die ideale Spender- und Aufbewahrungsbox für eine Vielzahl von Kleinteilen, wie z.B. Pipettenspitzen, Einmalspritzen, Reaktionsgefäße usw., Metall oder Glas für Labor und Service.

Die Box ist aus 3 mm starkem, widerstandsfähigem Acryl-Plastik gefertigt.

Die Beschickung erfolgt über den Deckel, die Entnahme über die Frontöffnungen.

Neben leichter Zugänglichkeit sind die Teile übersichtlich gelagert und staubgeschützt.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-1517
Hersteller (Marke)	neoLabLine
EAN	4058072057213
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	transparent (klar)
Material	Polymethylmetacrylat (PMMA) (Acrylglas)
Breite	290 mm
Höhe	215 mm
Länge	160 mm
Tiefe	160 mm
geeignet für	variable Anwendungen
Spender Eigenschaften	mit Verschluss/Deckel
Anzahl Fächer	4

