



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Sortimentkasten niedrige Form, weiß mit transparentem Deckel

8,09 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Praktische neoLab-Systembox aus ABS Kunststoff mit anhängendem Schanierdeckel und stabilem Schnappverschluss. Die Kästen sind stapelbar, sodass ein Verrutschen verhindert werden kann. – in verschiedenen Größen und Farben erhältlich –

Zusätzliche Informationen

| | |
|--------------------------|--|
| Art.-Nr. | 2-0050 |
| Hersteller (Marke) | neoLab |
| EAN | 4058072089436 |
| autoklavierbar bei 121°C | Nein |
| Farbe | weiß transparent (milchig) |
| Material | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) |
| Breite | 126 mm |
| Höhe | 18 mm |
| Länge | 190 mm |
| Tiefe | 190 mm |
| Spender Eigenschaften | stapel-/zusammensteckbar mit herausnehmbaren Einsatz mit Verschluss/Deckel |
| Anzahl Fächer | 1 |

