



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Sortimentkasten hohe Form, weiß mit transparentem Deckel

13,60 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Praktische neoLab-Systembox aus ABS Kunststoff mit anhängendem Schanierdeckel und stabilem Schnappverschluss. Die Kästen sind stapelbar, sodass ein Verrutschen verhindert werden kann. – in verschiedenen Größen und Farben erhältlich –

Passend für drei Einsätze nach Wahl

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-0052
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072089450
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	transparent (milchig)
Material	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Breite	126 mm
Höhe	96 mm
Länge	190 mm
Tiefe	190 mm
Spender Eigenschaften	stapel-/zusammensteckbar mit herausnehmbaren Einsatz mit Verschluss/Deckel
Anzahl Fächer	1

