



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Systembox transp. PS, 230 x 150 x 130 mm

13,30 € Ab
10,50 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Systemboxen mit bewährten Eigenschaften:
Glasklares Polystyrol gibt sofortigen Überblick über Inhalt u. Menge.
Große Sichtöffnung, hohe Stapelbarkeit.
Breites Etikettenfeld, hervorragende Stabilität.

Zubehör: Etiketten für Systembox (Best.-Nr. 2-1295)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-1291
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072055912
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	transparent (klar)
Material	Polystyrol (PS)
Breite	230 mm
Höhe	150 mm
Länge	130 mm
Tiefe	130 mm
geeignet für	variable Anwendungen
Spender Eigenschaften	stapel-/zusammensteckbar mit Beschriftungsfeld
Anzahl Fächer	1

