












neoLab Migge GmbH Rischerstr. 7-9 69123 Heidelberg Deutschland +49 (0)6221 / 8442-44 https://www.neolab.d e Umsatzsteuer-Identifikationsnummer : DE 143 450 657



neoLab® Drehstuhl Sitzneigeverst., PU-Schaum schwarz, 45-65 cm,mit Rollen

578,00 € zzgl. MwSt & Versand

Product Images



Beschreibung

Drehstuhl mit stufenloser Sitzneigeverstellung, Sitz und Rücken aus schwarzem PU-Schaum.

Die strukturierte Oberfläche sorgt für eine optimale Luftzirkulation.

Sitzhöhenverstellung durch Sicherheits-Gaslift, asynchrone Sitzneige- und Rückenhöhenverstellung.

Pendelnd gelagerte, in Höhe und Neigung verstellbare Rückenlehne mit Permanentkontakt, 32 cm hoch.

Sitzflächenneigung verstellbar (-7° bis +8°).

Aluminium-Fußkreuz mit harten Doppelrollen.

GS-geprüft. Geeignet für Reinräume S1 und S2.

Mit harten Rollen

Zusätzliche Informationen

ArtNr.	1-1138
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072032036
Farbe	silber
Material	Aluminium
Stühle, Hocker und Stehhilfen Eigenschaften	reinraumgeeignet mit verstellbarer Sitzflächenneigung
Höhenverstellung	45 bis 65 cm
Material Gestell	Aluminium
Typ Fuß	mit Rollen
Farbe Gestell	silber
Farbe Sitz/ Lehne	schwarz
Material Rollen	Polypropylen (PP)
Material Sitz/ Lehne	Polyurethan (PU)
Typ Stuhl	Dreh-/ Bürostuhl

