



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**neolab® Reinraumstuhl PU-Schaum
schwarz,Höhenverst. 73-79 cm, mit Gleitern +
Fußring**

**448,80 €
zzgl. MwSt &
Versand**



Beschreibung

Komfortable Stühle speziell für den Reinraum, strapazierbar und funktionell.

Sitz und Rücken aus weichem, schwarzem Komfort-Polyurethan-Schaum (4 cm Dicke), leicht zu dekontaminieren. Der weiche Polyurethanschaum ist widerstandsfähig gegen Einschnitte, Funkenflug, leichte Laugen, Säuren und Schmierstoffe.

- Sitzhöhenverstellung über Gasfeder
- tiefenverstellbar
- verchromtes Fünffuß-Untergestell mit Rollen und Gleitern
- verchromte Standsäule, Gasfederhöhenverstellung
- Tiefenfederung

GS geprüft

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	1-1072
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072031787
Farbe	silber
Material	Stahl verchromt
Stühle, Hocker und Stehhilfen Eigenschaften	reinraumgeeignet mit Fußstütze/-ring
Abbildung	4
Höhenverstellung	73 bis 97 cm
Material Gestell	Stahl verchromt
Typ Fuß	mit Gleitern
Farbe Gestell	silber
Farbe Sitz/ Lehne	schwarz
Material Sitz/ Lehne	Polyurethan (PU)
Typ Stuhl	Dreh-/ Bürostuhl

