











neoLab Migge GmbH Rischerstr. 7-9 69123 Heidelberg Deutschland +49 (0)6221 / 8442-44 https://www.neolab.d e Umsatzsteuer-Identifikationsnummer :

DE 143 450 657



neoLab® Reinraumstuhl PU-Schaum schwarz, Höhenverst. 47-64 cm, mit Gleitern

382,50 € zzgl. MwSt & Versand

Product Images



Beschreibung

Strapazierbare und funktionelle Stühle speziell für den Reinraum.

Sitz und Rücken sind aus schwarzem PU-Schaum mit Klimanoppen und somit leicht zu dekontaminieren.

Die Sitzhöhe ist über eine Gasfeder verstellbar, der Rücken kann in Höhe und Neigung mechanisch über Fixiergriffe verstellt werden.

Fünfarmiger, schwarzer Aluminium-Kreuzfuß mit Gleitern.

Zusätzliche Informationen

ArtNr.	1-1065
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072031725
Farbe	Schwarz
Material	Aluminium eloxiert
Stühle, Hocker und Stehhilfen Eigenschaften	reinraumgeeignet mit verstellbarer Sitzflächenneigung
Höhenverstellung	47 bis 64 cm
Material Gestell	Aluminium eloxiert
Typ Fuß	mit Gleitern
Farbe Gestell	schwarz
Farbe Sitz/ Lehne	schwarz
Material Sitz/ Lehne	Polyurethan (PU)
Typ Stuhl	Dreh-/ Bürostuhl

