



CARLO ERBA ChemFAST Elite 1.5m

Artikelbilder

Beschreibung

Laborabzug Umluft gemäß EN ISO 14175-3 ----- ■ Klappscheibe zur optimalen Reinigung ■
Ergonomischer Arbeitsplatz ■ Filtersystem: Abluftfilter inkl. Vorfilter, HEPA Filter oder Chemikalienfilter ■ Es stehen 8 verschiedene Filter zur Auswahl: o HEPA/Aktivkohle-Chemikalienfilter: o A/C Filter (z.B. Lösemittel) o ACR Filter (z.B. Radioaktivität) o FORM Filter (z.B. Formaldehyde) o SULF Filter (z.B. Säuren, Sulfide RH > 85%) o UR Filter (z.B. Säuren, Sulfide RH

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LK-0170
Hersteller (Marke)	CARLO ERBA
VGKL Nummer	103530186
EAN	4058072627102

