



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Säulenventilator, Tischgerät, weiß

96,90 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Der **Säulenventilator** bietet die optimale Kombination aus perfektem Luftstrom und elegantem Design. Er ist mit einer 3D-Luftstromtechnologie ausgestattet, die eine gleichmäßige Verteilung und eine umfassende Oszillation garantiert. Optimale Kontrolle, einfacher Transport und zahlreiche praktische Funktionen. Timer bis 8 h, automatische Abschaltung nach 12 h, 3 Geschwindigkeitsstufen. Tragbar, mit Kabelaufrollung im Sockel.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-1169
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072158460
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Weiß
Material	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Form	rund
Höhe	330 mm
Bedienung über	Folientastatur
Bewegung	oszillierend/ linear
Energieversorgung	Stromnetz
Anzahl Gebläsestufen	3
Leistung	30 W
Typ Ventilator	Tischgerät

