



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Behälter-Rollwagen ABS-Kunststoff, für Wannen 60 x 40 cm

172,40 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Transportroller für alle Euro-Normbehälter (600 x 400 mm) mit 4 gummibereiteten Lenkrollen.

Rollwagen aus ABS-Kunststoff

Nutzlast 150 kg

Außenmaße: 630 x 420 mm

Innenmaße: 600 x 400 mm

Zubehör: Transportwannen (Best.-Nr. 2-1144 ff.)

Lieferung erfolgt ohne Behälter/Transportwanne !

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-1142
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072055639
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	dunkelgrau
Breite	450 mm
Breite/innen	400 mm
Höhe	180 mm
Länge	650 mm
Tiefe	650 mm
Gewicht	8.2 kg
Länge innen	600 mm
DM Rollen	100 mm
Lieferung	montiert
Material Gestell	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Material Rollen	Elastoplast (TPE)
Typ Rollwagen	Transportwagen
belastbar bis	150 kg

