Deutschland



neoLab® Mehrzweckwagen,1 Schublade, Gestell verchromt

Artikelbilder

neoLab



Beschreibung

Fahrbarer Beistelltisch mit einer Schublade und Fachboden.

- hochwertige, fünfschichtige Platten mit Massivkanten, allseitig mit Melaminharz beschichtet
- abriebfeste, lichtechte Oberflächen, beständig gegen viele Chemikalien
- Schublade mit leichtgängiger Kugel-Teleskopführung mit Einrastmechanismus
- Leichtlaufrollen 75 mm Ø

Maße: 60 x 45 x 73 cm (B x T x H) Farbe: weiß mit weißem Griff

Der Wagen wird zerlegt geliefert, ist jedoch leicht zu montieren.

Zusätzliche Informationen

ArtNr.	2-7021
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072008475
Farbe	silber
Material	Holz Melamin
Breite	450 mm
Höhe	730 mm
Länge	600 mm
Tiefe	600 mm
Wagen Eigenschaften	mit Wanne mit Schubladen
Anzahl Schubladen	1
Material Gestell	Stahl verchromt
belastbar bis	50 kg
DM Rollen	75 mm
Lieferung	unmontiert
Material Rollen	Polycarbonat (PC)
Typ Rollwagen	Transportwagen Beistell-/ Ablagetisch

