



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolab® Regalwagen supermini, 340 x 450 x 730 mm (BxTxH)

**411,30 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Extra schmale Regalwagen in Top-Qualität, ideal für kleine Geräte oder enge Räume.

Vierkant-Stahlrohrbügel 20 x 20 mm, weiß kunststoffbeschichtet.

Je 3 Platten allseitig lichtecht kunststoffbeschichtet, teilweise aufgekantet.

4 Rollen 50 mm Ø.

Zusätzlich mit 3 Stabilisierungsstangen.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	2-7041
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072008598
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Weiß
Material	Holz Melamin
Breite	340 mm
Höhe	705 mm
Länge	450 mm
Tiefe	450 mm
Anzahl Etagen	3
Material Gestell	Stahl Epoxidharz
belastbar bis	50 kg
DM Rollen	50 mm
Lieferung	unmontiert
Material Rollen	Polycarbonat (PC)
Typ Rollwagen	Transportwagen

