



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Regalwagen midi, 490 x 450 x 805 mm (BxTxH)

405,20 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Extra schmale Regalwagen in Top-Qualität, ideal für kleine Geräte oder enge Räume.

Vierkant-Stahlrohrbügel 20 x 20 mm, weiß kunststoffbeschichtet.

Je 3 Platten allseitig lichtecht kunststoffbeschichtet, teilweise aufgekantet.

4 Rollen 50 mm Ø.

Mit 1 Stabilisierungsstange in der Mitte.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-7042
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072008604
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Weiß
Material	Holz Melamin
Breite	450 mm
Höhe	805 mm
Länge	490 mm
Tiefe	490 mm
Anzahl Etagen	3
DM Rollen	50 mm
Lieferung	unmontiert
Material Gestell	Stahl Epoxidharz
Material Rollen	Polycarbonat (PC)
Typ Rollwagen	Transportwagen
belastbar bis	50 kg

