



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Bandelin SONOREX TECHNIK TW 40 Transportwagen

602,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Ein Transportwagen mit feststellbaren Rollen ermöglicht die flexible Nutzung der Aufstellungsfläche in der Nähe des Waschtisches. Ein Ultraschallbad lässt sich bei Nichtbenutzung auf dem Transportwagen ohne großen Aufwand einlagern. Für SONOREX Ultraschallreinigungsgeräte RM 40/U/H/UH, RK 1028 CH, DT 1028 CH

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BL-0679
Hersteller (Marke)	Bandelin
EAN	4058072508715
Bruttogewicht	7
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Berlin
Verpackungsbreite	0.66000 m
Verpackungshöhe	0.27500 m
Verpackungstiefe	0.45500 m
Zolltarifnummer	76169990

