



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Rotor-Blender Motorblock, 800 W, ohne Aufsatz

1.198,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Mixer-Homogenisator zum Zerkleinern, Mischen, Rühren, Emulgieren und Homogenisieren.

Tiefer Schwerpunkt und höchste Standstabilität durch extra schweres Motorgehäuse aus verchromtem Zink-Druckguss. Verschleißfester und vibrationsfreier Direktantrieb durch Kollektormotor. Sanftanlauf, Motorschutzschalter mit elektronischer Überlastungs- und Überhitzungsüberwachung.

Sicherheitssteuerung:

Der Motor läuft nur bei sachgemäß aufgesetztem Deckel mit Haltestange.

CE-TÜV-GS

Anschluss: 230 Volt

Gewicht: 6 kg

Höhe: ca. 50 cm

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	3-2090
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072018887
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Drehzahl MAX	17000 U/Min
Farbe	silber
Breite	190 mm
Höhe	506 mm
Länge	226 mm
Tiefe	226 mm
Blender und Mixer Eigenschaften	mit Dauerfunktion Mixaufsatz als Zubehör erhältlich
Gewicht	5.1 kg
Spannung	230 V
Anzahl Geschwindigkeitsstufen	stufenlos
Funktionsweise	elektronisch
Leistung	900 W
Ersatzteil	3-2093
Typ Homogenisator	Standhomogenisator/Blender

