



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Rotor-Blender-Grundgerät ohne Aufsatz

1.723,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Mixer-Homogenisator mit eingebautem Timer von 1 bis 60 Sekunden und Leuchtanzeige.

Robustes Gerät mit leistungsfähigem, kugelgelagertem Elektromotor.

Die Messer aus rostfreiem Messerstahl sind dynamisch ausbalanciert und mit selbstschmierenden, wartungsfreien Lagern ausgerüstet.

Der Sockel ist emailliert.

Mit 2-Stufen-Schalter für 18.500 und 21.000 UpM mit Kontrollampe.

Betrieb mit diversen Aufsätzen.

Gewicht Grundgerät: 4 kg

Maße: 22 cm Ø, 52 cm Höhe

Stromanschluss:

220 V, 50 Hz

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	3-2095
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072018917
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Drehzahl MAX	22000 U/Min
Farbe	Weiß
Höhe	520 mm
Blender und Mixer Eigenschaften	mit Timer mit Dauerfunktion Mixaufsatz als Zubehör erhältlich
Gewicht	4 kg
Spannung	230 V
Anzahl Geschwindigkeitsstufen	2
Funktionsweise	elektrisch
Leistung	860 W
Typ Homogenisator	Standhomogenisator/Blender

