



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Hand-Homogenisator, zweistufig: 10.000/14.000 UpM

192,80 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Handhomogenisator zum Zerkleinern, Rühren und Zerhacken.

Nicht für alle Applikationen ist ein teurer, aufwändiger Labor-Homogenisator nötig. Aufsteckteile, Antrieb und Schutzhaube aus rostfreiem Metall.

Zwei Drehzahlbereiche:

10.000 UpM und 14.000 UpM

Lieferumfang: PC-Becher 0,5 l, Multifunktionsmesser, Schlagscheibe, Wandhalterung und Anleitung

Anschluss: 230 Volt, 50 Hz

Leistung: 140 Watt

Gewicht: 750 g

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-3155
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072000967
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Drehzahl MAX	14000 U/Min
Farbe	hellgrau
Blender und Mixer Eigenschaften	mit Becher
Gewicht	0.75 kg
Spannung	230 V
Anzahl Geschwindigkeitsstufen	2
Funktionsweise	elektrisch
Leistung	140 W
Material Becher	Polycarbonat (PC)
Typ Homogenisator	Handhomogenisator. elektrisch
Volumen Becher	500 ml

