



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



WLD-TEC Sterimax smart, Infrarot Sterilisator für Impfösen

959,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Der Sterimax smart sterilisiert Ihre Impfösen und ähnliche Kleininstrumente schnell und effizient mittels IR-Strahlung. Keine Aufheizphase oder Gaskartuschen werden benötigt. Das Gerät ist sofort einsatzbereit. Ihre Instrumente werden in einer speziellen Quarzglas Ausglühröhre in 5 bis 10 Sekunden sterilisiert.

- Temperaturen: 750 bis 1000 °C (Außengehäuse wird nicht erhitzt)
- Ausglühröhre zum Reinigen leicht herausziehbar
- Bedienung über sensitive IR-Sensor Touchfunktion
- mit individuell einstellbarer Timerfunktion für 2 Benutzer
- mit optischem und akustischem Signal nach Ende des Vorgangs

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	WT-0021
Hersteller (Marke)	WLD-TEC
alte neoLab ArtikelNr.	7-8214
EAN	4058072443894
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Temp MAX	1000 °C
Temp MIN	750 °C
Breite	170 mm
Höhe	180 mm
Länge	110 mm
Tiefe	110 mm
Art der Sterilität	strahlensteril
Bedienung über	Folientastatur
Funktionsweise	elektrisch elektronisch
Gewicht	1.8 kg
Leistung	600 W

