











neoLab Migge GmbH Rischerstr. 7-9 69123 Heidelberg Deutschland +49 (0)6221 / 8442-44 https://www.neolab.d e Umsatzsteuer-Identifikationsnummer : DE 143 450 657



neoLab® Kocheraufsatz mit Piezozündung für Kartuschen

76,20 € zzgl. MwSt & Versand

Product Images



Beschreibung

Best.-Nr. 3-4322 Abb. 1

Laborkocher mit Easy-Clic[®]-Verschluss für einfachste Montage und mit integriertem Druckregler.

- mit Piezozündung
- kompakt zusammenlegbar

passend für Ventilkartusche 230 g oder 450 g (Best.-Nr. 3-8309 oder 3-8310)

Zusätzliche Informationen

ArtNr.	3-4322
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072019808
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Brenner Eigenschaften	mit Dauerfunktion
Anzeige (Ablesen, Einstellen)	analog
Bedienung über	Drehknöpfe/Tasten
Gewicht	0.45 kg
Abbildung	1
Energieversorgung	ohne Energieversorgung
Gasart	Erdgas Flüssiggas (Propan. Butan)
Gasversorgung über	Gaskartusche
Modell Brenner	Kartuschenbrenner. Kocheraufsatz für Ventilkartuschen 3-8309 und 3-8310 (3-4322)
Typ Brenner	Kartuschenbrenner

