




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



WLD-TEC Laborgasbrenner Powerjet

272,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Die Lösung für alle Flammenschutz-Sterilisationen in der Mikrobiologie oder Biotechnologie.

Ein Tastendruck und der Brenner wird gezündet. Die Flamme kann in ihrer Größe stufenlos eingestellt werden und erlischt beim Loslassen der Taste.

Zusätzlich sind beide Powerjet mit einer Arretierung zum Festsetzen der Flamme versehen. Damit ist je nach Bedarf ein mobiles Kurzzeit- oder Dauerabflammen möglich.

Best.-Nr. 7-8227

Der Powerjet ist geeignet für Gaskartuschen CG1750 (Flüssiggas).

Flammentemperatur: 1350°C

Nennwärmebelastung: 1,54 kW

Abmessungen: 150 x 180 mm (B x H)

Gewicht: 300 g

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	WT-0089
Hersteller (Marke)	WLD-TEC
alte neoLab ArtikelNr.	7-8227
EAN	4058072443979
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Breite	150 mm
Höhe	180 mm
Anzeige (Ablesen, Einstellen)	analog
Bedienung über	Drehknöpfe/Tasten
Gewicht	0.3 kg
Energieversorgung	ohne Energieversorgung
Gasart	Flüssiggas (Propan. Butan)
Leistung	1540 W
Gasversorgung über	Gaskartusche
Modell Brenner	Powerjet (7-8227)
Typ Brenner	Kartuschenbrenner

