



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## WLD-TEC Laborgasbrenner Powerjet2 m. Gaskartuschenadapter u. Edelstahlhalter

**448,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Die Lösung für alle Flammenschutz-Sterilisationen in der Mikrobiologie oder Biotechnologie.

Ein Tastendruck und der Brenner wird gezündet. Die Flamme kann in ihrer Größe stufenlos eingestellt werden und erlischt beim Loslassen der Taste.

Zusätzlich sind beide Powerjet mit einer Arretierung zum Festsetzen der Flamme versehen. Damit ist je nach Bedarf ein mobiles Kurzzeit- oder Dauerabflammen möglich.

### **Best.-Nr. 7-8229**

Der Powerjet2 ist geeignet für Erdgas und Propan-/Butangas.

Im Lieferumfang enthalten sind ein Gaskartuschenadapter für Kartuschen CV360, ein Edelstahlhalter sowie Düsen für Erdgas und Propan-/Butangas.

Flammentemperatur: 1350°C bei Flüssiggas, 1300°C bei Erdgas

Nennwärmebelastung: 1,7 kW bei Flüssiggas, 1 kW bei Erdgas

Abmessungen: 150 x 210 mm (B x H)

Gewicht: 500 g

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	WT-0090
Hersteller (Marke)	WLD-TEC
alte neoLab ArtikelNr.	7-8229
EAN	4058072443986
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Breite	150 mm
Höhe	210 mm
Brenner Eigenschaften	mit Dauerfunktion
Anzeige (Ablesen, Einstellen)	analog
Bedienung über	Drehknöpfe/Tasten
Gewicht	0.5 kg
Energieversorgung	ohne Energieversorgung
Gasart	Erdgas Flüssiggas (Propan. Butan)
Leistung	1700 W
Gasversorgung über	Gaskartusche
Modell Brenner	Powerjet 2 (7-8229)
Typ Brenner	Kartuschenbrenner

