













Umsatzsteuer-Identifikationsnummer : DE 143 450 657



neoLab® Mikrobrenner, nachfüllbar

110,00 € zzgl. MwSt & Versand

Product Images



Beschreibung

Brenner zum Löten, Schweißen und Glasschmelzen.

Piezoelektrische Zündung, einfache und präzise Einstellung der Flamme durch Verstellen von Gas- und Luftzufuhr. Dadurch werden scharfe und weiche Flammen erzeugt.

- Gaskammer im Griff integriert, ca. 26 g Füllung
- Temperaturen bis 1300°C
- Standfuß

Flammenlänge: ca. 100 mm Gerätehöhe: 140 mm Kopflänge: ca. 85 mm

Gewicht inklusive Füllung: ca. 210 g

Zubehör: Nachfüllpatrone Butangas 300 ml (Best.-Nr. 1-7003)

Zusätzliche Informationen

| ArtNr. | 1-7007 |
|---------------------------|---------------|
| Hersteller (Marke) | neoLab |
| EAN | 4058072044503 |
| Farbe | Schwarz |
| Länge | 85 mm |
| Nachfüllpackung/ -artikel | 1-7003 |

