



neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Usbeck Teclubrenner DIN 30665 für Erdgas, Luftreguliert, Nadelventil und Sparflamme

50,45 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Teclubrenner nach DIN für Erdgas mit Nadelventil und Sparflamme

- Teclubrenner nach DIN 30665 von Usbeck
- geeignet für Betrieb mit Erdgas. Gasdruckbereich: 18 – 25 mbar
- mit Luftregulierung
- mit Nadelventil
- mit innenliegender Sparflamme
- Höhe: 155 mm
- Gewicht: 260 g
- Leistung: 1,25 kW
- Optionales Zubehör, separat erhältlich: Haftsauger für zusätzliche Standfestigkeit

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	UB-0030
Hersteller (Marke)	Usbeck
alte neoLab ArtikelNr.	1-1176
EAN	4058072398408
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Länge	165 mm
Brenner Eigenschaften	mit Dauerfunktion
Anzeige (Ablesen, Einstellen)	analog
Bedienung über	Drehknöpfe/Tasten
Gewicht	0.29 kg
Energieversorgung	ohne Energieversorgung
Gasart	Erdgas
Leistung	1250 W
Gasversorgung über	Versorgungsleitung
Modell Brenner	Bunsenbrenner DIN 30665
Typ Brenner	Teclubrenner

