



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Usbeck Teclubrenner DIN 30665 für Propangas, Luftreguliert, Nadelventil und Sparflamme

50,45 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Teclubrenner nach DIN für Propangas mit Nadelventil und Sparflamme

- Teclubrenner nach DIN 30665 von Usbeck
- geeignet für Betrieb mit Propangas. Gasdruckbereich: 47,5 – 58,5 mbar. Bei Gasflaschen Druckminderer einsetzen!
- mit Luftregulierung
- mit Nadelventil
- mit innenliegender Sparflamme
- Höhe: 155 mm
- Gewicht: 260 g
- Leistung: 1,5 kW
- Optionales Zubehör, separat erhältlich: Haftsauger für zusätzliche Standfestigkeit

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	UB-0031
Hersteller (Marke)	Usbeck
alte neoLab ArtikelNr.	1-1177
EAN	4058072398415
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Länge	165 mm
Brenner Eigenschaften	mit Dauerfunktion
Anzeige (Ablesen, Einstellen)	analog
Bedienung über	Drehknöpfe/Tasten
Gewicht	0.29 kg
Energieversorgung	ohne Energieversorgung
Gasart	Flüssiggas (Propan. Butan)
Gasversorgung über	Versorgungsleitung Gaskartusche
Leistung	1500 W
Modell Brenner	Bunsenbrenner DIN 30665
Typ Brenner	Teclubrenner

