Deutschland



Mettler-Toledo Drucker RS-P26

Artikelbilder

neoLab neoLab



Beschreibung

Dokumentenechter Protokollstreifendrucker für SevenGeräte und Waagen mit RS232-Schnittstelle

Zusätzliche Informationen

ArtNr.	TD-0005
Hersteller (Marke)	Mettler-Toledo
VGKL Nummer	105004303
EAN	4066292339811
Bruttogewicht	1.2
Ursprungsland	China
Verpackungsbreite	0.21000 m
Verpackungshöhe	0.17000 m
Verpackungstiefe	0.26000 m
Zolltarifnummer	90278020

