



KERN Matrix-Nadeldrucker

Artikelbilder



Beschreibung

- Zum Ausdruck von Wägewerten auf Normalpapier, dadurch für längerfristige Archivierung geeignet
- Nadeldruck
- Papierstreifen: 44 mm
- Abmessungen Gehäuse B×T×H 158×106×40 mm
- max. 16 Zeichen/Zeile

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KP-5627
Hersteller (Marke)	KERN
VGKL Nummer	105835501
EAN	4058072151119
Hersteller	KERN

