



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Hygienetastatur im Laptop-Design, 30 cm, IP 68

489,60 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Die **neoLab Hygiene PC Tastaturen** sind die ideale Lösung für Reinräume, Hygienelabore, Krankenhäuser und andere Bereiche in denen Reinheit und Desinfektion eine große Rolle spielen. Zudem weisen die Tastaturen die Geschwindigkeit und den Standard auf, den normale Bürotastaturen besitzen.

Tastaturen mit IP 68 sind aus Silikon hergestellt, komplett versiegelt und können somit abgewischt, abgesprüht und sogar in Standarddesinfektionsmitteln komplett eingetaucht werden. Dies sorgt für das höchste Maß an Reinheit.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	1-0116
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072188634
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	Weiß
steril	Nein
Länge	300 mm
Gewicht	260 g
Schnittstelle	USB
Schutzart	IP 68
für Betriebssystem	Windows Linux Mac OS
Typ Computerzubehör	USB-Hygiene Tastatur. Standard Layout mit Touchpad

