



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Elektrophoresekammer Maxi horizontal für Gelgröße 204 x 250 mm + 204 x 200 mm

647,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Elektrophoresekammer Maxi horizontal für Gelgröße 204 x 250 mm und 204 x 200 mm.

Inklusive Gelträger für Gelgröße 204 x 250 mm und Gelgießstand

Puffervolumen 1150 ml

Maße: 37 x 26,5 x 9,5 cm (L x B x H)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-0219
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072027759
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Länge	37 cm
Elektrophoresegeräte Eigenschaften	mit Gelträger mit Gelgießstand Gelträger ist UV-durchlässig
Anzahl Kammpositionen	4
Höhe Kammer	9.5 cm
Maße Gel	200 x 204 mm 204 x 250 mm
Ausrichtung	horizontal
Breite Kammer	26.5 cm
Größe Kammer	Maxi
Trennstrecken	4 x 6 cm 3 x 8 cm 2 x 12 cm 1 x 24 cm
Volumen Gel	225 ml
Volumen Kammer	1150 ml

