



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Midi-I Bufferflow

554,60 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Midi-I Bufferflow

inkl. Gelträger für Gelgröße 151 x 170 mm und Gelgießstand.

Puffervolumen 850 ml

Maße: 29,5 x 21,0 x 9,5 cm (L x B x H)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-0215
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072027742
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Länge	29.5 cm
Elektrophoresegeräte Eigenschaften	mit Gelträger mit Gelgießstand für die Verwendung mit Magnetrührer geeignet Gelträger ist UV-durchlässig
Anzahl Kammpositionen	3
Ausrichtung	horizontal
Breite Kammer	21 cm
Größe Kammer	Midi
Höhe Kammer	9.5 cm
Maße Gel	100 x 151 mm 151 x 170 mm
Trennstrecken	3 x 5.3 cm 2 x 8.0 cm 1 x 16 cm
Volumen Gel	128 ml
Volumen Kammer	850 ml

