



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Axygen® horizontales Elektrophorese-Gerät, 10 cm

489,53 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Horizontale Gelkammern für die Agarosegelelektrophorese.

Im Lieferumfang enthalten:

Eine Kammer, eine Abdeckung und Elektroden.

Separater Gelgießstand; dadurch können Sie gleichzeitig Ihre Proben auftrennen und ein weiteres Gel gießen.

Gelträger in jeweils 2 unterschiedlichen Größen: 10 x 10 cm, 10 x 12 cm

Kamm: 2 x 10 kompatible Mehrkanalzähne, Dicke: 1,5 mm

Kontrastplatte für das leichtere Auftragen der Proben.

Die Elektroden lassen sich leicht austauschen.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CQ-0394
Hersteller (Marke)	Axygen
alte neoLab ArtikelNr.	C-2001
EAN	4058072225919
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Länge	15 cm
Elektrophoresegeräte Eigenschaften	mit Gelträger mit Gelgießstand für die Verwendung mit Magnetrührer geeignet Gelträger ist UV-durchlässig
Anzahl Kammpositionen	4
Höhe Kammer	3.3 cm
Maße Gel	100 x 150 mm
Ausrichtung	horizontal
Breite Kammer	10 cm
Größe Kammer	Midi
Volumen Gel	150 ml

