



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



SERVA SERVAGel™ Neutral HSE-Gel Fertiggel, 12 Probenflaschen

Preis auf
Anfrage

zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Das SERVAGel™ Neutral HSE Fertiggel ist ein speziell für die Hochgeschwindigkeitselektrophorese entwickelte Version des SERVAGel™ Neutral pH 7,4 Gradient . Das Gel kann mit dem Standard-SDS-Tris-Glycinpuffersystem (nach Laemmli) bei 400 V betrieben werden, was die Elektrophoresezeit auf 20 min reduziert.

Der Trennbereich liegt zwischen 6,5 bis zu 200 kDa. Das eigenentwickelte neutrale Puffersystem garantiert eine deutlich verlängerte Haltbarkeit im Vergleich zu klassischen Tris-Glycin-Gelen mit einem Laemmli-Puffersystem.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SV-0111
Hersteller (Marke)	SERVA
EAN	4058072372484
Transporttemperatur	Nasseis
Anzahl Vertiefungen	12
Dicke	1 mm

