



neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



SERVA SERVAGel™ Neutral pH 7,4 Fertiggel, 12 Probenflaschen

Preis auf
Anfrage

zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Das SERVAGel™ Neutral pH 7,4 Fertiggel kann mit verschiedenen Puffersystemen wie Tris-Glycin, MOPS-Tris und Tris-Tricin verwendet werden. Der Trennbereich liegt zwischen 6,5 bis zu 200 kDa. Das eigenentwickelte neutrale Puffersystem garantiert eine deutlich verlängerte Haltbarkeit im Vergleich zu klassischen Tris-Glycin-Gelen mit einem Laemmli-Puffersystem.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SV-0103
Hersteller (Marke)	SERVA
EAN	4058072372408
Transporttemperatur	Nasseis
Anzahl Vertiefungen	12
Dicke	1 mm

